

トナーパーラー一覧

公開日：2024年10月25日

商品名：CW T60 トナーパーラー
colorWAVE T60, ColorWave 3600/3500用 トナーパーラー

商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
6692C004	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
6692C001	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
6692C002	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
6692C003	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

商品名：colorWAVE+ トナーパーラー
ColorWave 3800/3700用 トナーパーラー

商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
6694C004	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
6694C001	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
6694C002	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
6694C003	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

商品名：Universal colorWAVE トナーパーラー
colorWAVE T60, ColorWave 500/550/600/600PP/650/650PP/700/3500/3600/3700/3800用 トナーパーラー

商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
6695C004	ブラック 500g	1個/箱	44,000円	
6695C001	シアン 500g	1個/箱	44,000円	
6695C002	マゼンタ 500g	1個/箱	44,000円	
6695C003	イエロー 500g	1個/箱	44,000円	

商品名：トナーパーラー CW3600/CW3500
ColorWave 3600/3500用 トナーパーラー

商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
4568C004	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
4568C001	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
4568C002	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
4568C003	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

商品名：トナーパーラー CW3800/CW3700
ColorWave 3800/3700用 トナーパーラー

商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
4568C012	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
4568C009	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
4568C010	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
4568C011	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

商品名：トナーパーラー CW500
ColorWave 500用 トナーパーラー

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
CW500B	9787B004	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
CW500C	9787B002	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
CW500M	9787B005	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
CW500Y	9787B001	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

商品名：トナーパーラー CW700
ColorWave 700用 トナーパーラー

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
CW700B	9786B004	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
CW700C	9786B002	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
CW700M	9786B005	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
CW700Y	9786B001	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

商品名：トナーパーラー P3
ColorWave 550用 トナーパーラー

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
CWP3-B	2387V757	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
CWP3-C	2387V758	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
CWP3-M	8425B006	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
CWP3-Y	2387V776	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

商品名：トナーパーラー P2
ColorWave 650用 トナーパーラー

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
CWP2-BCMY	6874B012	ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各500g	4個/箱	152,460円	
CWP2-B	2230V068	ブラック 500g	1個/箱	42,350円	
CWP2-C	2230V069	シアン 500g	1個/箱	42,350円	
CWP2-M	6874B010	マゼンタ 500g	1個/箱	42,350円	
CWP2-Y	2230V073	イエロー 500g	1個/箱	42,350円	

※本ページの表示価格は、税込価格になります。