

## インクカートリッジ一覧

## 商品名：プリント・ヘッド ColorWave 300用

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
IPCW300B	2161V485	ブラック	1個/箱	22,000円	
IPCW300C	2161V487	シアン	1個/箱	27,500円	
IPCW300M	2161V490	マゼンタ	1個/箱	27,500円	
IPCW300Y	2161V492	イエロー	1個/箱	27,500円	

## 商品名：インクタンク ColorWave 300用

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
ITCW300B	2161V447	ブラック 400ml	1個/箱	33,000円	
ITCW300C	2161V449	シアン 350ml	1個/箱	38,500円	
ITCW300M	2161V450	マゼンタ 350ml	1個/箱	38,500円	
ITCW300Y	2161V482	イエロー 350ml	1個/箱	38,500円	

## 商品名：コンビパック ColorWave 300用

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
ICCW300B	2161V493	ブラック 400ml インク +プリントヘッド	1式/箱	44,000円	
ICCW300C	2161V494	シアン 350ml インク +プリントヘッド	1式/箱	49,500円	
ICCW300M	2161V508	マゼンタ 350ml インク +プリントヘッド	1式/箱	49,500円	
ICCW300Y	2161V509	イエロー 350ml インク +プリントヘッド	1式/箱	49,500円	

## 商品名：コンビパック（ダブルインク） ColorWave 300用

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
ICCW300XLB	2161V512	ブラック 400ml インク 2個 +プリントヘッド 1個	1式/箱	52,250円	

商品名 : プリント・ヘッド TCS500/TCS300用

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
IP500B	2298V979	ブラック	1個/箱	22,000円	
IP500C	2298V980	シアン	1個/箱	22,000円	
IP500M	2298V981	マゼンタ	1個/箱	22,000円	
IP500Y	2298V983	イエロー	1個/箱	22,000円	

商品名 : インク・タンク TCS500/TCS300用

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
IT500B	2298V959	ブラック 400ml	1個/箱	30,250円	
IT500C	2298V976	シアン 400ml	1個/箱	30,250円	
IT500M	2298V977	マゼンタ 400ml	1個/箱	30,250円	
IT500Y	2298V978	イエロー 400ml	1個/箱	30,250円	

商品名 : コンビパック TCS500/TCS300用

品番	商品CD	規格	パッケージ	標準価格 (税込)	備考
IC500B	2298V996	ブラック 400ml インク +プリントヘッド	1式/箱	41,250円	
IC500C	2299V003	シアン 400ml インク +プリントヘッド	1式/箱	41,250円	
IC500M	2299V006	マゼンタ 400ml インク +プリントヘッド	1式/箱	41,250円	
IC500Y	2299V008	イエロー 400ml インク +プリントヘッド	1式/箱	41,250円	

※本ページの表示価格は、税込価格になります。