

ラベルプリンター用紙 価格改定品 一覧表

情報掲載日：2022年2月16日  
価格改定日： 2022年4月 1日

| 対応機種              | 製品名                            | 商品CD     | 新希望小売価格<br>(税別、円) | 商品概要                                             |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|
| LX-P5500/LX-D5500 | キヤノン マットラベル 4×5インチ             | 3520A080 | 13,100            | 1箱あたりの入数：2,100枚、新標準価格の枚単価：6.24円（旧標準価格：5.95円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 4×5インチ<br>ファンフォールド | 3522A004 | 10,500            | 1箱あたりの入数：3,000枚、新標準価格の枚単価：3.50円（旧標準価格：3.33円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 4×3インチ             | 3520A078 | 15,700            | 1箱あたりの入数：3,600枚、新標準価格の枚単価：4.36円（旧標準価格：4.16円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 4×1.5インチ           | 3520A077 | 15,400            | 1箱あたりの入数：6,900枚、新標準価格の枚単価：2.23円（旧標準価格：2.12円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 4×8インチ             | 3520A079 | 15,400            | 1箱あたりの入数：1,380枚、新標準価格の枚単価：11.16円（旧標準価格：10.61円/枚） |
|                   | キヤノン マットラベル 2×1.5インチ           | 3520A139 | 15,400            | 1箱あたりの入数：13,800枚、新標準価格の枚単価：1.12円（旧標準価格：1.06円/枚）  |
|                   | キヤノン マットラベル 2×3インチ             | 3520A081 | 15,700            | 1箱あたりの入数：7,200枚、新標準価格の枚単価：2.18円（旧標準価格：2.08円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 2×8インチ             | 3520A146 | 15,400            | 1箱あたりの入数：2,760枚、新標準価格の枚単価：5.58円（旧標準価格：5.30円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 42×65mm            | 9559A005 | 16,000            | 1箱あたりの入数：10,000枚、新標準価格の枚単価：1.60円（旧標準価格：1.52円/枚）  |
|                   | キヤノン マットラベル 60×55mm            | 9559A006 | 15,900            | 1箱あたりの入数：10,000枚、新標準価格の枚単価：1.59円（旧標準価格：1.51円/枚）  |
|                   | キヤノン マットラベル 75×50mm            | 9559A007 | 21,500            | 1箱あたりの入数：10,000枚、新標準価格の枚単価：2.15円（旧標準価格：2.05円/枚）  |
|                   | キヤノン マットラベル 100×75mm           | 9559A008 | 15,100            | 1箱あたりの入数：5,000枚、新標準価格の枚単価：3.02円（旧標準価格：2.86円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 100×100mm          | 9559A009 | 22,900            | 1箱あたりの入数：5,000枚、新標準価格の枚単価：4.58円（旧標準価格：4.35円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 100×148mm          | 9559A011 | 21,400            | 1箱あたりの入数：3,000枚、新標準価格の枚単価：7.13円（旧標準価格：6.78円/枚）   |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 4×5インチ              | 3520A013 | 21,800            | 1箱あたりの入数：2,100枚、新標準価格の枚単価：10.38円（旧標準価格：9.90円/枚）  |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 4×3インチ              | 3520A016 | 24,900            | 1箱あたりの入数：3,600枚、新標準価格の枚単価：6.92円（旧標準価格：6.61円/枚）   |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 4×1.5インチ            | 3520A015 | 23,900            | 1箱あたりの入数：6,900枚、新標準価格の枚単価：3.46円（旧標準価格：3.30円/枚）   |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 4×8インチ              | 3520A021 | 25,400            | 1箱あたりの入数：1,380枚、新標準価格の枚単価：18.41円（旧標準価格：17.54円/枚） |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 2×1.5インチ            | 3520A014 | 23,900            | 1箱あたりの入数：13,800枚、新標準価格の枚単価：1.73円（旧標準価格：1.65円/枚）  |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 2×3インチ              | 3520A083 | 24,900            | 1箱あたりの入数：7,200枚、新標準価格の枚単価：3.46円（旧標準価格：3.31円/枚）   |
| LX-P1500          | キヤノン マットラベル 25.4×38.1mm        | 2694V039 | 5,700             | 1箱あたりの入数：5,760枚、新標準価格の枚単価：0.99円（旧標準価格：0.94円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 50.8×38.1mm        | 2694V041 | 5,100             | 1箱あたりの入数：2,880枚、新標準価格の枚単価：1.77円（旧標準価格：1.67円/枚）   |
|                   | キヤノン マットラベル 50.8×76.2mm        | 2694V042 | 5,700             | 1箱あたりの入数：1,500枚、新標準価格の枚単価：3.80円（旧標準価格：3.60円/枚）   |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 25.4×38.1mm         | 2694V043 | 10,700            | 1箱あたりの入数：5,760枚、新標準価格の枚単価：1.86円（旧標準価格：1.77円/枚）   |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 50.8×38.1mm         | 2694V044 | 10,700            | 1箱あたりの入数：2,880枚、新標準価格の枚単価：3.72円（旧標準価格：3.54円/枚）   |
|                   | キヤノン 光沢ラベル 50.8×76.2mm         | 2694V045 | 10,700            | 1箱あたりの入数：1,500枚、新標準価格の枚単価：7.13円（旧標準価格：6.80円/枚）   |